

cDNA Synthesis Kit (M-MLV Version)

cDNA Synthesis Kit (M-MLV Version)
TaKaRa Code 6130 RNA 20 μ g

M-MLV (Moloney murine leukaemia virus) 유래의 역전사 효소를 사용한 double strand cDNA 합성 kit이다. 본 kit에서 사용되고 있는 역전사 효소 Reverse Transcriptase M-MLV (RNase H) (TaKaRa Code 2640)는 점돌연변이에 의해 RNase H 활성을 결손시킨 재조합 효소로 ① 주형 mRNA를 분해하지 않기 때문에 긴 cDNA를 합성할 수 있으며 ② deletion type의 RTase M-MLV (RNase H free)에 비해 신장성이 우수하고 ③ 열안정성이 비교적 높으며(50~55°C), 효소·기질 농도의 최적 범위가 넓고, 사용상 용이점 등의 이점이 있다. 또, 반응계의 개선으로 기존의 제품에 비해 2nd strand 합성 성능이 높아졌다.

Kit의 내용 (RNA 20 μ g분)

Reverse Transcriptase M-MLV (RNase H) (200 U/ μ l)	10 μ l
RNase Inhibitor (20 U/ μ l)	10 μ l
Oligo (dT) ₁₈ Primer (1 μ g/ μ l)	20 μ l
Random Primer (9 mer) (0.3 μ g/ μ l)	20 μ l
5 × 1st Strand Synthesis Buffer	40 μ l
dNTP Mixture (각 10 mM)	40 μ l
<i>E. coli</i> RNase H/E, <i>coli</i> DNA Ligase Mixture	20 μ l
<i>E. coli</i> DNA Polymerase I (20 U/ μ l)	20 μ l
5 × 2nd Strand Synthesis Buffer	300 μ l
T4 DNA Polymerase (1 U/ μ l)	40 μ l
Diethyl Pyrocarbonate (DEPC) 처리 H ₂ O	600 μ l × 2
Control RNA (1 μ g/ μ l)	5 μ l

실험예

●방법

Poly (A)⁺ RNA Ladder 1 μ g을 주형으로 Oligo (dT)₁₈ Primer로 cDNA를 합성하였다. 중간 산물인 1st strand DNA와 최종 산물인 2nd strand DNA를 다음의 2가지 방법으로 확인하였다.

- 1.4% 알칼리 변성 agarose gel 전기영동하고 SYBR[®] Green II로 염색한 후 형광이미지 analyzer로 검출 (single strand DNA의 검출)
- 1.4% agarose gel 전기영동 후 EtBr로 검출 (double strand 및 single strand DNA의 검출)

●결과

- 1.4% 알칼리 agarose gel 전기영동으로 합성된 cDNA 확인 (그림 1)
1st strand와 2nd strand 모두 7.46 kb cDNA까지 검출할 수 있었다. 알칼리 agarose 전기영동에서는 cDNA 합성산물이 알칼리 변성으로 모두 single strand로 전기영동되기 때문에 1st strand와 2nd strand cDNA는 같은 위치에 band가 검출된다. 2nd strand cDNA의 경우 각 band의 강도는 1st strand cDNA의 약 2배가 되는 것으로 double strand cDNA의 합성이 추측된다.




그림 1

1: 1st strand 합성산물, 2: 2nd strand 합성산물, M: pHY marker

② 1.4% agarose gel 전기영동으로 합성된 cDNA 확인 (그림 2)

2nd strand cDNA를 비변성 agarose gel 전기영동으로 7.46 kb까지 double strand cDNA를 검출할 수 있었다 (그림 2, lane 2). 또한 1st strand cDNA는 double strand cDNA보다 작고 약한 size로 검출되었다 (그림 2, lane 1). 게다가 EtBr은 double strand DNA에 정상적으로 강하게 결합하지만 single strand DNA에는 결합이 약하기 때문에 single strand DNA의 band는 흐리게 보인다.




그림 2

1: 1st strand 합성산물, 2: 2nd strand 합성산물, M: pHY marker