

NEW PRODUCTS

24 well block을 장착한 개인용 thermal Cycler

〈본지 32페이지〉

TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice mini

TaKaRa Code TP100 1대

핵산전기영동장치의 표준 Mupid

〈본지 34페이지〉

Mupid[®]-2plus

TaKaRa Code AD110 1 Set

Mupid[®]-ex

TaKaRa Code AD100 1 Set

Mouse Heme Oxygenase-1의 측정에!! Mouse Heme Oxygenase-1 EIA Kit(Precoated)

〈본지 36페이지〉

TaKaRa Code MK125 96 회용

당뇨병, 비만 관련의 연구에!! Rat 백색지방전구세포

〈본지 42페이지〉

Rat 백색지방전구세포

TaKaRa Code MK428 1 vial() 1.8 × 10⁶ cells/vial

Rat 갈색/백색지방세포 전용 배지 세트

TaKaRa Code MK423 1 Set

Rat 백색지방세포 배양 Kit

TaKaRa Code MK427(MK428+MK423) 1 Kit

세포 내 면역형광염색을 위 한 ZAP-70 antibody

〈본지 40페이지〉

Mouse Anti-ZAP-70(R-PE)

TaKaRa Code MHZAP7004-4 400 tests

다양한 적용이 가능한 Tube type Luminometer의 걸작품

〈본지 44페이지〉

Sirius

TaKaRa Code 110 400 10~12 1대

최 고 의 microplate타입 Luminometer “Orion II”

〈본지 46페이지〉

TaKaRa Code 112 800 10~30

1대

Ligation



Mighty Mix가 해결해 드립니다.

Mighty Mix는...

[All in One]

Enzyme과 Buffer의 Premix I Solution Type으로 Ligation Mix를 DNA 용액과 혼합만 하면 된다. Circular 및 linear ligation 어느 쪽에도 사용 가능하다.

[Blunt end, TA-cloning에서 높은 효율 보장]

Cohesive end, Blunt end cloning 및 TA-cloning에서도 높은 효율을 보장한다.

[5분 정도의 Ligation 반응으로도 OK!]

표준 Protocol은 16℃ 30분이지만, 25℃ 5분 정도로도 ligation이 가능하여, 급한 실험에 매우 유용하다.

[동결 용해에도 강하다]

50회의 동결 용해에서도 활성의 저하가 없다는 것을 확인하였다